



Quality control standard metals for drinking water, low range, 500 mL

Termékszám:	2833749
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Ready to use - no dilutions required. Mixed standard includes: Copper: 1 mg/l Cu, Iron: 0.3 mg/L Fe, Manganese: 0.1 mg/L Mn. 500 mL Bottle.

Műszaki adatok

Koncentráció:	Mangán: 0,1 mg/L Mn
Leírás:	Metals Drinking Water (Low Range) Mixed Parameter QC Standard
Platform:	Oldat