



Nátrium standard oldat, 10 mg/L Na, 1 L

Termékszám:	2835153
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

NaCl standard, 10 mg/L Na, 1 L. Polymetron 9240 és 9245 elemzőhöz.

Műszaki adatok

Koncentráció:	10 mg/L
Műszer:	9245 és 9240
Paraméter:	Nátrium
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	A tartályokat szorosan lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. Védje a nedvességtől.
Térfogat/ csomagméret:	1 L 1 liter