



Be Right™



Töltőoldat, referencia, 3 M KCl és AgCl, 28 mL

Termékszám:	2841700
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Töltőoldat elektródák referenciaeleméhez, kálium-klorid (KCl) és telített AgCl, 3 M, 28 mL-es palack

Műszaki adatok

Formula:	KCl 3M és szaturált AgCl
Leírás:	MTC301, PHC301, 5012T
Platform:	Oldat
Solution Type:	Újratöltés
Térfogat/ csomagméret:	28 mL