



Tube, Culture, 16 x 100 mm, 396/pk

Termékszám:	2899300
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Caps (SOLD SEPARATELY PN 2241106) have a firmly bonded silicone rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

Műszaki adatok

Átmérő:	16 mm
Hossz:	100 mm
Kapacitás:	Capacity to Neck 11 mL
Térfogat/ csomagméret:	396 pk