



Fluorid standard oldat, 1 mg/L, 1 L

Termékszám:	29153
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Ionszelektív elektród (ISE) standard oldatai laboratóriumi elemzésekhez

ISE standard oldat. Fluorid, 1,00 mg/L $\pm 0,02$ mg/L F⁻ (NIST). 1 L-es palack

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

A megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard oldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos ISE-mérések alapját az ionszelektív elektród gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Koncentráció:	1,00 mg/L $\pm 0,02$ mg/L F ⁻
Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.
Leírás:	Fluorid standard oldat
Package settings:	Palack
Paraméter:	Fluorid
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	1 L