



Cylinder, graduated, double metric, 100 mL

Termékszám:	2928302
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

These glass pyrex@ graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down Calibrated "to deliver"

Műszaki adatok

Anyaga:	Glass
Kapacitás:	100 mL
Magasság:	254 mm
Mérés módszer:	To Deliver
Tanúsítványok:	Class A
Térfogat/ csomagméret:	1 each
Típus:	Dupla metrikus