



Töltőoldat, referencia, 2,44 M KCl, 59 mL

Termékszám:	2965026
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Töltőoldat elektródák referenciaeleméhez, kálium-klorid (KCl), 2,44 M, 59 mL-es palack és adagolósapka

Műszaki adatok

Formula:	KCl 2,44 M
Leírás:	PHC281
Platform:	Oldat
Solution Type:	Újratöltés
Térfogat/ csomagméret:	59 mL