



Vezetőképesség standard oldat, 10000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, NaCl, 50 mL

Termékszám: 2972226
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül

Vezetőképesség standard oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

Vezetőképesség standard oldat, 10000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ± 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 25 °C-on, 5,556 g/L $\pm 0,03$ g/L NaCl (1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ $\sim$ 0,5 mg/L TDS), 50 mL-es, öntökupakos palack.

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard oldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos vezetőképesség mérések alapját a vezetőképesség-mérő cellák gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Koncentráció:	25 °C-on 10000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ± 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.
Leírás:	Vezetőképesség kalibráló oldat
Minta:	NaCl
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Palack
Paraméter:	Vezetőképesség
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	50 mL