



Vezetőképeség standard oldat, 146,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$, KCl, 50 mL

Termékszám: 2974226
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható

Vezetőképeség standard oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

Vezetőképeség standard oldat. 25 °C-en 146,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$ $\pm 10\%$, 74,55 mg/L $\pm 10\%$ kálium-kloridként (KCl) (0,001 M). 50 mL-es öntőkupakos palack.

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard oldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos vezetőképesség mérések alapját a vezetőképesség-mérő cellák gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Koncentráció:	25 °C-on 146,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$ $\pm 10\%$
Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.
Leírás:	Vezetőképesség kalibráló oldat
Minta:	KCl
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Palack
Paraméter:	Vezetőképesség
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	50 mL