



## Természetes vízi standard oldat, 30 ppm teljes oldott szilárdanyag-tartalom (TDS), 500 mL

**Termékszám:** 2974549  
**HUF Ár (nettó):** Elérhetőségünk  
**Szállítás 2 héten belül**

### Vezetőképeség standard oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

Természetes vízi standard oldat, 40% nátrium-szulfát/40% nátrium-hidrogénkarbonát/20% nátrium-klorid. TDS: 30 ppm  $\pm 0,3$  ppm, Vezetőképeség: 46,7  $\mu\text{S}/\text{cm}$   $\pm 0,5$   $\mu\text{S}/\text{cm}$  25 °C-on. 500 mL-es palack.

### Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard oldatok minősége.

### Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos vezetőképesség mérések alapját a vezetőképesség-mérő cellák gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

### Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

---

### Műszaki adatok

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koncentráció:          | 25 °C-on 46,7 $\mu\text{S}/\text{cm}$ $\pm 0,5$ $\mu\text{S}/\text{cm}$                   |
| Különleges jegyzet:    | A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható. |
| Leírás:                | TDS/vezetőképesség kalibrációs oldat                                                      |
| Minta:                 | $\text{Na}_2\text{SO}_4$ , $\text{Na}_2\text{CO}_3$ , $\text{NaCl}$                       |
| NIST követhetőség:     | Igen                                                                                      |
| Package settings:      | Palack                                                                                    |
| Paraméter:             | TDS                                                                                       |
| Platform:              | Oldat                                                                                     |
| Tárolási feltételek:   | 10 – 25 °C (napfénytől védeni)                                                            |
| Térfogat/ csomagméret: | 500 mL                                                                                    |