



Nitrate Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100

Termékszám:

4456369

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Ionic Strength Adjustor (ISA) for Nitrate determinations by Ion Selective Electrode (ISE) method. Powder form prevent from diluting samples. Ideal for low Nitrate level readings. Eliminate most interferences. Pack of 100 powder pillows.

Műszaki adatok

Koncentráció:	ISA
Leírás:	Nitrate Ionic Strength Adjuster Powder Pillows
Méréstartomány:	0.05 - 14000 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Módszer név:	Ion Selective Electrode
Package settings:	Powder Pillows
Paraméter:	Nitrate
Térfogat/ csomagméret:	100 /pk
Teszttek száma:	100