



Be Right™



MultiTest tasca (147 x 224 x 171 mm), kék polipropilén

Termékszám:	4660200
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

A robusztus, kék polipropilén hordtasca segítségével egyszerűen szállíthatja az eszközöket a helyszíni tesztekhez.

A fedélen lévő süllyesztett fogantyúnak köszönhetően könnyedén egymásra helyezheti a táskákat

Az eszközöket függőleges helyzetben szállíthatja

Süllyesztett területek a címkék számára

Műszaki adatok

Magasság:	5.8 in
Méret (MxSZxM):	147 mm x 224 mm x 171 mm
Tartó stílus:	D