



## MultiTest kit case (142 x 312 x 185 mm), blue polypropylene

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Termékszám:     | 4660400        |
| HUF Ár (nettó): | Elérhetőségünk |
| Elérhető        |                |

Durable blue polypropylene carrying case allows easy transport of items for field testing.

**Recessed handle in lid provides easy stacking**

**Contents are carried in upright position**

**Includes recessed flat-panel areas for labeling**

---

### Műszaki adatok

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Magasság:         | 4.5 in                   |
| Méreték (MxSZxM): | 142 mm x 312 mm x 185 mm |
| Tartó stílus:     | F                        |