



Cylinder, graduated, 250 mL +- 1.4 mL, 2.0 mL divisions (white markings)

Termékszám:	50846
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes $\geq$ 25 mL.

Műszaki adatok

Anyaga:	Glass
Kapacitás:	250 mL
Magasság:	330 mm
Mérés módszer:	To Contain
Tanúsítványok:	Class B
Térfogat/ csomagméret:	1 each
Típus:	Egyetlen metrikus