



## Buffer Powder Pillows, pH 8.30, 50 mL, pk/25

**Termékszám:**

**89868**

**Veszélyes**

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Buffer for preparing monochloramine standards and detecting visual alkalinity endpoints. pH 8.30, Sample Size: 50 mL sample. Pack of 25 Powder Pillows.

### **Fresh and reliable**

Unit-dose powder pillows assure buffer freshness and eliminate the possibility of contamination.

---

### **Műszaki adatok**

Koncentráció:

pH 8,3

Leírás:

Buffer Powder Pillows, 25/pk

Platform:

Porpárna