



Be Right™



Összes klór Chemkey reagensek (300-as csomag)

Termékszám:	8499400
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Összes klór Chemkey-k, tartomány: 0,04 - 10 mg/L Cl₂. SL1000 hordozható párhuzamos elemzőkhöz (PPA). 25/12 doboz (összesen 300 teszt).

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,04 - 10 mg/L Cl ₂
Módszer száma:	10260
Műszer:	SL1000
Paraméter:	Összes klór
Platform:	Chemkeys
Térfogat/ csomagméret:	300 db/cs