



Nitrit Chemkey reagensek (25 db/cs)

Termékszám:	9429300
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Nitrit Chemkey-k, tartomány: 0,005-0,6 mg/L NO₂-N. SL1000 hordozható párhuzamos elemzőkhöz (PPA).

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,005 - 0,600 mg/L NO ₂ -N
Műszer:	SL1000
Paraméter:	Nitrit
Platform:	Chemkeys
Térfogat/ csomagméret:	pk/25