



Be Right™



Millipore EZ-Fit csonk

Termékszám: 2586201
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül

Vákuumcsonk általános mikrobiológiai elemzésekhez

Csonkalap, 1 tag, rozsdamentes acél

Egyedi kialakítás az egyszerűbb tisztítás és fertőtlenítés érdekében.

Különböző szűrőfejek mind az újrafelhasználható, mind az eldobható szűrőkhöz.

Gyorscsatlakozók a vákuumcsövekhez. Alacsony magasság a lamináris áramlású fülkékben való egyszerű használhatóság érdekében

A biofilmek kialakulása egyszerűen megakadályozható: az új EZ-Fit csonk kialakítása kiküszöböli a szennyeződések azon forrásait, amelyek hamis pozitív eredményeket okozhatnak. A belső részek jól hozzáférhetők és hatékonyan tisztíthatók. Minden alkatrész csírátlanítható.

Minden alkatrész gyorsan, egyszerűen és szerszám nélkül kiszerezhető.

Az ellenőrző szelep be van építve a csőcsatlakozásba, így megakadályozza a folyadék visszaáramlását a vákuumrendszerből.

A kétutas szelep megakadályozza, hogy a felhasználó a nyitás vagy zárás során véletlenül hozzáérjen a szűrőfejhez.