



Be Right™



## Teljes körű SL1000 hordozható párhuzamos elemzőkészlet (PPA)

Termékszám: LPV443.99.20002

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk  
Szállítás 1 héten belül

### Vízminőség tesztelés. Áramvonalas kialakítás.

A Hach SL1000 hordozható párhuzamos elemzővel (PPA) feleannyi idő szükséges ugyanazokhoz a tesztekhez, mint amelyeket korábban manuálisan kellett végrehajtani. A pontos eredmények kevesebb hibalehetőséggel, pillanatok alatt elkészülnek. Egyszerre akár hat paraméter is tesztelhető.

### Pontosabb értékek

Hagyja ki a még tapasztalt felhasználók által is végrehajtott, változó értékeket eredményező manuális lépéseket. Az automata működés és a belső hőmérséklet vezérlés a teljes folyamatot következetessé és megismételhetővé teszi az aktuális Hach módszerekkel megegyező műveletek és reagensek alkalmazása mellett.

### Kevesebb tartozék

A helyszíni készletben egyetlen műszer végzi a kolorimetrikus és elektrokémiai tesztelést, így kevesebb nagyméretű tartozékra van szükség. Nincs szükség porpárnákra vagy üvegcellákra. Az összes vegyi anyagot és eljárást a Chemkey tartalmazza.

### Gyorsabb tesztelés

Egyszerre akár négy kolorimetrikus és két szondaalapú mérésre is alkalmas, a teljes tesztelési folyamatot pedig 25%-kal gyorsabban elvégzi. Végezzen el még több tesztet az üzemben, jusson hozzá az eredményekhez gyorsabban, és látogasson el több üzembe minden tesztelési művelet során.

### Chemkey technológia

A Chemkey reagensek ugyanazokat a vegyi anyagokat tartalmazzák, és ugyanazokat a műveleteket hajtják végre – most egyszerű, önálló csomagban. A szabad és az összes klór jelentéséhez EPA által jóváhagyva ivóvíz alkalmazásoknál.

## Műszaki adatok

Borítás besorolás:	IP64
Elem élettartam:	>Teljes akkumulátor-feltöltésenként 200 Chemkey teszt
Elem követelmény:	Újratölthető Lítium-Ion akkumulátor
Garancia:	2 év
Includes:	SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable plus 1 pH electrode, 1 conductivity electrode and 1 box each of Free Chlorine, Total Chlorine, Monochloramine, Nitrite and Free Ammonia Chemkeys.
Instrument Bundle:	Full SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA) Standard Kit
Interfész (opció):	Mini USB
Lamp Type:	Fénykibocsátó dióda (LED)
Mérési módszer:	Transzmittancia (%), abszorbancia (abs) és koncentráció (Conc)

Működési hőmérséklet tartomány:	5 - 50 °C /maximum 85%-os relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
Region:	EU
Tanúsítványok:	Megfelel a CE szabványnak
Tárolási feltételek:	-20 - 60 °C /maximum 85%-os relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
Védettségi osztály:	III

---

## A doboz tartalma

SL1000 mérőműszer, hordtáska, 1 db műszer mintatartó, 2 db elektróda mintatartó, tölthető akkumulátor, akkumulátortöltő, kéztartó szíj, műszer kézikönyv és USB-kábel + 1 pH elektródát, 1 vezetőképesség-mérő elektródot, valamint 1-1 doboz szabad klór, összes klór, monoklóramin, nitrit és szabad ammónia Chemkey-t.