



Küvetteszt permanganát index 0,5 - 10 mg/L O₂ (KOIMn)

Termékszám:

LCK394

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagens kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Leírás:	Permanganát index (KOIMn)
Méréstartomány:	0,5 - 10 mg/L O ₂
Módszer név:	Permanganát
Műszer:	DR1900, DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	KOIMn
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	Igen
Standard method:	ISO 8467
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C (fénytől védve tartandó)
Tesztek száma:	25