



20 pozíciós forgótárcsa, 90 mL-es főzőpoharak, AS1000

Termékszám:	LZE201
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 3 napon belül	

forgótárcsás tálca, 90 mL-es főzőpoharakhoz, 20 pozícióval az AS1000 készüléken, főzőpoharak nélkül

Műszaki adatok

Garancia:	24 hónap
Number of sample positions:	20

Szükséges tartozékok

- Mágnesrúd, 20 x 6 mm (5 db) (Item LZE136)
- Főzőpohárkészlet (20 db), 90 mL, PP (Item LZE194)