



pH pufferoldat, pH 4,01, 500 mL

Termékszám:	2283449.99
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Minőségi pufferoldat, a könnyű azonosításhoz piros színekódolással. NIST szerint követhető. A pH értéke 25 °C-on $4,01 \pm 0,02$.

Műszaki adatok

Koncentráció:	$4,01 \pm 0,02$ pH
Leírás:	Pufferoldat, (piros színekódolással) (NIST)
Package settings:	Palack
Paraméter:	pH
pH érték(ek):	4.01
Platform:	Oldat
Színekódolt?:	Igen
Térfogat/ csomagméret:	500 mL