



pH pufferoldat, pH 10,01, 500 mL

Termékszám:	2283649.99
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Minőségi pufferoldat, kék színekódolással, NIST szerint követhető

Műszaki adatok

Koncentráció:	10.01 pH $\pm$ 0.02 pH при 25° C
Package settings:	Palack
Paraméter:	pH
pH érték(ek):	10,01 pH $\pm$ 0,02 pH 25 °C-on
Platform:	Oldat
Színekódolt?:	Igen
Térfogat/ csomagméret:	500 mL