



pH pufferoldat, pH 7,00, 500 mL

Termékszám:	2283549.99
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Minőségi pufferoldat, a könnyű azonosításhoz sárga színekódolással. NIST szerint követhető. A pH értéke 25 °C-on $7,00 \pm 0,02$

Műszaki adatok

Koncentráció:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Leírás:	Pufferoldat, (sárga színekódolással) (NIST)
Package settings:	Palack
pH érték(ek):	7.00
Platform:	Oldat
Színekódolt?:	Igen
Térfogat/ csomagméret:	500 mL