



Be Right™



BOI készlet HQD sorozatú DO mérőműszerhez (tölcsér és mágneses keverő kiegészítővel)

Termékszám:	5826600
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Standard BOI készlet HQD sorozatú DO mérőműszerhez, mely tölcsér és mágneses keverő kiegészítőt is tartalmaz. Keverőállvány szükséges (4530000 termékszámú vagy azzal egyező).

Műszaki adatok

Garancia:	24 hónap
-----------	----------