



Glass Fiber Filter, Diameter 90 mm, Preweighed for Standard Methods TSS procedure, 100/pk

Termékszám:	2546140
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Individually preweighed filter papers, preweighed in compliance with Standard Methods Total Suspended Solids procedure. Each in a planchet with tare weight listed. Each tare weight meets Standard Methods specifications.

934-AH is a registered trademark of Whatman, Inc./GE Healthcare

Műszaki adatok

Anyag:	Glass Microfiber
Átmérő:	90 mm
Egység:	100/pk
Szemcseméret:	1.5 µm
Térfogat/ csomagméret:	100 /pk