



Be Right™



## Magas tartományú ortofoszfát Chemkey reagens (25 db/cs)

Termékszám:	8636500
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Magas tartományú ortofoszfát Chemkey, 2,0 - 30,0 mg/L PO<sub>4</sub> tartomány. SL1000 hordozható párhuzamos analizátorhoz (PPA).

---

### Műszaki adatok

Méréstartomány:	2,0 - 30,0 mg/L PO <sub>4</sub>
Paraméter:	Ortofoszfát
Platform:	Chemkeys
Szervizintervallum:	18 hónap
Térfogat/ csomagméret:	25 db/cs