



Be Right™



Alacsony tartományú ortofoszfát Chemkey reagens (25 db/ cs)

Termékszám: 8636600
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

Alacsony tartományú ortofoszfát Chemkey, 0,20 - 4,00 mg/L PO₄ tartomány. SL1000 hordozható párhuzamos analizátorhoz (PPA).

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,20 - 4,00 mg/L PO ₄
Paraméter:	Ortofoszfát
Platform:	Chemkeys
Szervizintervallum:	18 hónap
Térfogat/ csomagméret:	25 db/cs