



Be Right™



Klór/ózon reagenskészlet, 0,03-0,4/0,05-1,5 mg/liter Cl₂

Termékszám:

LCW510

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

A felső méréstartományra: LCW906, az alsó méréstartományra: LZP341

Leírás:

Szabad/teljes klór és ózon, két méréstartomány

Méréstartomány:

0.1 - 1.5 mg/L Cl₂ / O₃ (kör küvetta)

Méréstartomány (2):

0,03 - 0,4 mg/L Cl₂ / O₃ (50 mm-es négyzetes küvetta)

Módszer név:

DPD

Paraméter:

Klór/ózon

Reference method:

ISO 7393-2

Szervizintervallum:

24 hónap a gyártási dátumtól

Tesztek száma:

100