



Free Ammonia Chemkey Reagents (box of 25)

Termékszám:	9429500
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Free Ammonia Chemkeys, range 0.05 - 0.5 mg/L NH₃-N. For SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0.05 - 0.50 mg/L NH ₃ -N
Műszer:	SL1000 Portable Parallel Analyser
Paraméter:	Ammonia, Free
Platform:	Chemkeys
Térfogat/ csomagméret:	pk/25