



Mangán reagenskészlet, 0,005 - 0,7 mg/liter Mn

Termékszám:

LCW632

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Cianidmentes reagens készlet mangán meghatározására TMB-vel

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	50 mm-es négyzetes küvette, LZP341 szükséges
Méréstartomány:	0,005 - 0,7 mg/L Mn
Méréstartomány (2):	Ultra alacsony tartomány
Módszer név:	TMB
Műszer:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Mangán
Platform:	LCW
Tárolási feltételek:	4 - 8 °C (fénytől védve tartandó)
Tesztek száma:	50