



Be Right™



Titrációs alkalmazáscsomag, ital: pH, üdítők összes savtartalma, sör és kombucha tea, egyszerű 25 mL-es fecskendő

Termékszám: AP0025.AT1102

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítás 1 héten belül

Alkalmazáscsomag az üdítők, sörök, és kombucha teák pH-jának és összes savtartalmának mérésére. A Titrab AT1000 sorozattal, és az AT1102/AT1112/AT1122/AT1222 Automatikus Titrációs Modellekkel is használható.

Műszaki adatok

Alkalmazás:	Food & Beverage
Kompatibilis műszer:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222
Paraméter:	pH, összes savtartalom
Syringe:	Single
Típus:	Application Pack

A doboz tartalma

A csomag tartalma: pH szonda, USB kulcs az előreprogramozott alkalmazásokkal, polipropilén főzőpoharak, mágneses keverőrudak, palackdugók, kúpos adapter, és egy (1) nagy pontosságú, 25 mL-es fecskendő, fecskendőgyűrűvel. Az AT1000 berendezés és a reagensek külön kaphatók.

Szükséges tartozékok

- Titrab AT1000 sorozatú potenciometriás titrátor, 1 db büretta (Item AT1102.98)
- Titrab AT1000 sorozatú potenciometriás titrátor, 1 db büretta, 1 db szivattyú (Item AT1112.98)