



Titrációs alkalmazáscsomag, ital: pH, üdítők összes savtartalma, sör és kombucha tea, dupla 25 mL-es fecskendő

Termékszám: AP0026.AT1222

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül

Alkalmazáscsomag az üdítők, sörök, és kombucha teák pH-jának és összes savtartalmának mérésére. A Titráló AT1000 sorozattal, és az AT1222 Automatikus Titrációs Modellel is használható.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:

A csomag tartalma: pH szonda, USB kulcs az előreprogramozott alkalmazásokkal, polipropilén főzőpoharak, mágneses keverőrudak, palackdugók, kúpos adapter, és kettő (2) nagy pontosságú, 25 mL-es fecskendő, fecskendőgyűrűvel.

Alkalmazás:

Az AT1000 berendezés és a reagensek külön kaphatók.

Garancia:

Food & Beverage

Kompatibilis műszer:

24 hónap

Paraméter:

AT1222

Syringe:

pH, összes savtartalom

Típus:

Double

Application Pack

A doboz tartalma

A csomag tartalma: pH szonda, USB kulcs az előreprogramozott alkalmazásokkal, polipropilén főzőpoharak, mágneses keverőrudak, palackdugók, kúpos adapter, és kettő (2) nagy pontosságú, 25 mL-es fecskendő, fecskendőgyűrűvel. Az AT1000 berendezés és a reagensek külön kaphatók.