



## Percetsav Chemkey reagensek (25 db/doboz)

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Termékszám:</b>      | <b>8635200</b> |
| HUF Ár (nettó):         | Elérhetőségünk |
| Szállítás 2 héten belül |                |

Percetsav Chemkey-ek, tartomány: 0,04 - 50,0 mg/L PAA. SL1000 hordozható párhuzamos elemzőkhöz (PPA).

---

### Műszaki adatok

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| A doboz tartalma:      | 25 Chemkey           |
| Méréstartomány:        | 0,04 - 50,0 mg/L PAA |
| Módszer száma:         | 10297                |
| Műszer:                | SL1000               |
| Paraméter:             | Percetsav            |
| Platform:              | Chemkeys             |
| Térfogat/ csomagméret: | 25 db/cs             |

---

### A doboz tartalma

25 Chemkey