



DR300 hordozható koloriméter, monoklóramin/szabad ammónium, dobozban

Termékszám:	LPV445.99.26110
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Bizonyított múlt. Pontos és gyors.

A DR300 továbbviszi a Hach Pocket Colorimeter hordozható színmérőkre jellemző megbízhatóságot, miközben felhasználóbarátabb kialakítást biztosít.

Felhívjuk figyelmét, hogy a készlet nem tartalmazza a reagenseket, azokat külön kell megvásárolni.

Megbízhatóság

A Hach 1993 óta folyamatosan prémium minőségű vegyszeti és kolorimetriás műszereket kínál, amelyek megbízható és pontos méréseket tesznek lehetővé.

Egyszerű

Az egyszerű, intuitív működés csökkenti a manuális hibák lehetőségét, ezáltal olyan pontos mérési adatokat biztosít, amelyekben hosszú időn keresztül megbízhat. A továbbfejlesztett háttérvilágítással rendelkező nagyobb kijelzőnek köszönhetően az eredmények leolvasása minden körülmény között egyszerű.

Tartós

A strapabíró, vízhatlan (IP67) kialakítás minden olyan körülménynek ellenáll, amellyel a terepen vagy az úton találkozhat (leesés, szélsőséges hőmérsékleti körülmények, eső és por).

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Minden DR300 hordozható koloriméter használatra készen, robusztus hordtáskában szállítunk, amely a felhasználói kézikönyv nyomtatott változatát is tartalmazza. A reagenseket külön kell megvásárolni.
Abszorbancia:	0 - 2,5 Abs
Adatrögzítő :	Utolsó 50 mérés
Borítás besorolás:	IP67, vízálló 1 méterig, 30 percig
Detektor:	Szilikon fotodióda
Fényforrás:	Fénykibocsátó dióda (LED)
Garancia:	24 hónap
Hullámhossz:	655 ±2 nm
Kijelző:	Háttérvilágítású LCD
Mérés módszer:	Indofenol
Méréstartomány:	0,04 - 4,50 mg/L monoklóramin mint Cl ₂

	0,02 - 0,50 mg/L szabad ammónia mint NH ₃ -N
Méretek (MxSZxM):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Mintacella kompatibilitás:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Működési feltételek:	0 - 50 °C; 0 - 90% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
Paraméter:	Monoklóramin/szabad ammónium
Speciális tulajdonság:	Dobozban
Spektrális sáv szélesség:	15 nm sáv szélességű szűrő
Súly:	0,25 kg
Szünet mód:	4 db AAA alkáli elem; élettartam: körülbelül 5000 teszt

A doboz tartalma

Minden DR300 hordozható koloriméter használatra készen, robusztus hordtáskában szállítunk, amely a felhasználói kézikönyv nyomtatott változatát is tartalmazza. A reagenseket külön kell megvásárolni.