



Nitrit küvettateszt: 2 - 90 mg/L NO₂-N, 25 teszt

Termékszám:

LCK343

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagens kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Méréstartomány:	2 - 90 mg/L NO ₂ -N
Módszer név:	Diazotálás
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	Nitrit
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25