



Anammox aktivitási küvettateszt, 0 - 1000 mAbs, 25 teszt

Termékszám:

LCK411.00

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

A LCK411.00 tesztkészlet egy doboz LCK411-t (25 db/csomag) és egy doboz LCW906-ot (25 db/csomag) tartalmaz.

Az LCK411-hez további, külön megrendelhető tartozékok szükségesek: SM10311841 (szűrők 5 - 12 µm-os részecskemegtartás, 100 db/csomag) és 2187569 (Porfin 2 reagens, 100 db/csomag).

Opcionális tartozékok: SM106404 (Tölcsérek, 24 db/csomag), SM212864457 (Lombik terelővel, 1 db/csomag)

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagensek kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:

Készlet tartalma:

– 25 tesztre elegendő reagens (LCK411)

– 25 küvetta (LCW906)

Szükséges tartozékok (külön kell rendelni):

– Szűrők, 5 - 12 µm-os részecskemegtartás, 100 db/csomag (SM10311841)

– Porfin 2 reagens, 100 db/csomag (2187569)

Méréstartomány:

0 - 1000 mAbs

Módszer név:

Fotometrikus heme-érzékelés

Műszer:

DR3900, DR6000, DR1900

Paraméter:

Anammox aktivitás

Platform:

LCK

Roncsolás szükséges:

Igen

Tárolási feltételek:

15 - 25 °C

A doboz tartalma

Készlet tartalma:– 25 tesztre elegendő reagens (LCK411)– 25 küvetta (LCW906)Szükséges tartozékok (külön kell rendelni):– Szűrők, 5 - 12 µm-os részecskemegtartás, 100 db/csomag (SM10311841) – Porfin 2 reagens, 100 db/csomag (2187569)

Szükséges tartozékok

- Porphyrin 2 Reagent Powder Pillows, 25 mL, pk/100 (Item 2187569)
- Filters, 70 mm, 5 - 12 µm particle retention, pk/100 (Item SM10311841)