



Ortofoszfát küvettateszt: 0,01 - 0,5 mg/L PO₄-P, 20 teszt

Termékszám:

LCK549

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Kényelmes kezelés 50 mm-es négyszögletes küvettákkal

Legmagasabb fokú pontosság az ultra alacsony tartományú koncentrációk elemzéséhez

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P
Módszer név:	ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Műszer:	DR3900, DR6000
Paraméter:	Ortofoszfát nyomelemzés
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	20