



KOI küvettateszt sós vízhez, 250-1000 mg/L O₂, 25 teszt

Termékszám:

LCK1914

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Magas klorid koncentrációval (legfeljebb 20 000 mg/L) rendelkező vízminták alacsony szintű KOI teszteléséhez alkalmas. Nincs szükség a minták nehézkes előkezelésére! Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagens kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Méréstartomány:	250 - 1000 mg/L O ₂
Módszer név:	Dikromát
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	KOI (20000 mg/L kloridig terjedő mintákhoz)
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	Igen
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C (napfénytől védeni)
Tesztek száma:	25