



CL17sc cellatisztító készlet

Termékszám:

8573100

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk

Veszélyes



A Hach a CL17sc műszer cellájának havonta (vagy szükség szerint) történő tisztítását javasolja. A tisztítás gyakorisága az alkalmazástól és a minta minőségétől függ.

A CL17sc cellatisztító készlet tartalma: 5,25 N kénsav (100 mL-es cseppentőpalack) és fültisztító pálcikák (10 db).

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Kénsav (100 mL-es cseppentőpalack) és fültisztító pálcikák (10 db)
Méréstartomány:	nincs adat
Műszer:	CL17sc
Paraméter:	nincs adat
Tárolási feltételek:	A tartályokat szorosan lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. Védje a nedvességtől.

A doboz tartalma

Kénsav (100 mL-es cseppentőpalack) és fültisztító pálcikák (10 db)