



CL17sc kalibrációs ellenőrzőkészlet

Termékszám:	8568200
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

A CL17sc kalibrációs ellenőrzőkészlet két palack ioncserélt vizet (500 mL), klór standardot (20 mL-es ampulla), ampullanyitót, fecskendőt (50 mL), csöveket és szerelvényeket tartalmaz.

A CL17sc analízator kalibrációs görbét a gyárban állítják be a műszaki adatok szerinti teljesítménynek megfelelően. A gyári kalibrálási görbe felhasználó általi módosítása két esetben javasolt: ha a szabályozó hatóság ezt a megfelelőségi jelentés céljából előírja, vagy ha az analízatoron nagyobb javítást végeztek.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	2 db 500 mL-es palack ioncserélt víz, 20 mL-es ampulla klór standard, ampullanyitó, 50 mL-es fecskendő, csövek és szerelvények.
Méréstartomány:	nincs adat
Műszer:	CL17sc
Paraméter:	nincs adat

A doboz tartalma

2 db 500 mL-es palack ioncserélt víz, 20 mL-es ampulla klór standard, ampullanyitó, 50 mL-es fecskendő, csövek és szerelvények.