



Utántöltő a CL17sc kalibrációs ellenőrzőkészlethez

Termékszám:	8573200
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Azon felhasználók számára, akik már rendelkeznek a CL17sc kalibrációs ellenőrzőkészletben található fecskendővel, csövekkel, szerelvényekkel és ampullanyitóval, az utántöltőkészlet biztosítja a kalibrálás ellenőrzéséhez szükséges ioncserélt vizet és klór standardot. A CL17sc kalibrációs ellenőrzőkészlet utántöltője két palack ioncserélt vizet (500 mL) és egy klór standardot (20 mL-es ampulla) tartalmaz.

A CL17sc analízátor kalibrációs görbét a gyárban állítják be a műszaki adatok szerinti teljesítménynek megfelelően. A gyári kalibrálási görbe felhasználó általi módosítása két esetben javasolt: ha a szabályozó hatóság ezt a megfelelőségi jelentés céljából előírja, vagy ha az analízátoron nagyobb javítást végeztek.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	2 db 500 mL-es palack ioncserélt víz és egy 20 mL-es ampulla klór standard.
Méréstartomány:	nincs adat
Műszer:	CL17sc
Paraméter:	nincs adat

A doboz tartalma

2 db 500 mL-es palack ioncserélt víz és egy 20 mL-es ampulla klór standard.