



Ortofoszfát standard oldat 0,2 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$

Termékszám:	LCA549
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Ortofoszfát standard oldat 0,2 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$ -ral a minőségellenőrzés keretében végzett ellenőrzésekhez az LCK549 ortofoszfát küvettatesztel. Az LCA549 alkalmas a Phosphax sc LR-vel végzett minőségi ellenőrzésekhez is.

Műszaki adatok

Koncentráció:	0,2 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$
Paraméter:	Ortofoszfát
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Térfogat/ csomagméret:	100 mL