



QP1680 Fogyóeszköz-készlet, 10000 elemzés

Termékszám: SMKIT501200

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül

Csere-fogyóeszközök kb. 10000 injektáláshoz (mintától függően)

Műszaki adatok

A doboz tartalma:

- 1x vattapálcika, vatta/műanyag, 25 db
- 3x kemence injektálási csatlakozó, PTFE
- 3x halogén gázmosó tartalma, 1 újratöltés
- 2x Procat égéscső újratöltő készlet, katalizátor és kvarc töltelék
- 2x Procat égéscső, feltöltve katalizátorral
- 1x szűrő, műanyag, 5 µm és eldobható, 10 db
- 1x O-gyűrű, szilikon, 22 x 3 mm, égéscsőhöz, 5 db
- 1x O-gyűrű, PTFE, 6,02 x 2,62 mm, kemencekimenethez, 5 db
- 4x keverőrúd, PTFE, 15 db
- 4x kemenceinjektáló hüvellyel, PTFE hüvely/fém
- 15x O-gyűrű injektálási és IC-nyíláshoz,
- 1x PTFE felső tömítés, égéscsőhöz/fejhez

A doboz tartalma

1x vattapálcika, vatta/műanyag, 25 db
3x kemence injektálási csatlakozó, PTFE
3x halogén gázmosó tartalma, 1 újratöltés
2x Procat égéscső újratöltő készlet, katalizátor és kvarc töltelék
2x Procat égéscső, feltöltve katalizátorral
1x szűrő, műanyag, 5 µm és eldobható, 10 db
1x O-gyűrű, szilikon, 22 x 3 mm, égéscsőhöz, 5 db
1x O-gyűrű, PTFE, 6,02 x 2,62 mm, kemencekimenethez, 5 db
4x keverőrúd, PTFE, 15 db
4x kemenceinjektáló hüvellyel, PTFE hüvely/fém
15x O-gyűrű injektálási és IC-nyíláshoz, 1x PTFE felső tömítés, égéscsőhöz/fejhez