



pH pufferoldat, pH 7,00, 1000 mL

Termékszám:	2283553
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Minőségi pufferoldat, a könnyű azonosításhoz sárga színekódolással. NIST szerint követhető. A pH értéke 25 °C-on $7,00 \pm 0,02$

Műszaki adatok

Koncentráció:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Leírás:	Pufferoldat, (sárga színekódolással) (NIST)
pH érték(ek):	$7,00 \pm 0,02$ pH
Platform:	Oldat
Színekódolt?:	Igen
Térfogat/ csomagméret:	1000 mL