



## pH pufferoldat, pH 10,01, 1000 mL

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Termékszám:</b>           | <b>2283653</b> |
| HUF Ár (nettó):              | Elérhetőségünk |
| Szállítási dátum nem látható |                |

Minőségi pufferoldat, kék színekódolással, NIST szerint követhető

---

### Műszaki adatok

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Koncentráció:          | 10.01 pH $\pm$ 0.02 pH при 25° C |
| Paraméter:             | pH                               |
| pH érték(ek):          | 10,01 pH $\pm$ 0,02 pH 25 °C-on  |
| Platform:              | Oldat                            |
| Színekódolt?:          | Igen                             |
| Térfogat/ csomagméret: | 1000 mL                          |