



HR mangán Chemkey-reagensek (25 db/doboz)

Termékszám:	3007000
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Magas tartományú mangán Chemkey az SL1000 hordozható párhuzamos analizátorhoz

A mangánszint megállapításához a Hach 10319 számú módszerének használatával

Kevesebb változó érték

Az automatizálás és a belső hőmérséklet-vezérlés a teljes folyamatot következtetéssé és megismételhetővé teszi, a Hach aktuális módszereinek megfelelő eljárások alkalmazása mellett. Hagyja ki a még tapasztalt felhasználók által végrehajtott, változó értékeket eredményező manuális lépéseket.

Kevesebb vesződség

A Chemkey teljes egészében tartalmazza az összes vegyszert és eljárást. Nincs szükség porpárnákra vagy üvegcellákra.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,10 - 25,0 mg/L Mn
Műszer:	SL1000
Paraméter:	Mangán
Térfogat/ csomagméret:	25 db/cs
Tesztek száma:	25