



Cylinder, Graduated, Mixing, Glass, 50 mL $\pm$ 0.4 mL, 1.0 mL divisions, glass stopper #16

Termékszám:	104592
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk

Tall form, single metric scale, glass stopper, graduated. Calibrated "to contain," durable white scale.

Scale is durable white ceramic enamel. Designed to meet ASTM Specification E1272, Style 2 (Class B). Includes glass stopper.

Műszaki adatok

Anyaga:	Glass
Kapacitás:	50 mL
Mérés módszer:	To Contain
Tanúsítványok:	Class B
Térfogat/ csomagméret:	1 each
Típus:	Egyetlen metrikus, keverés