



Be Right™



Orthophosphate Standard Solution, 3 mg/L PO₄-P, 500 mL

| | |
|--------------------|----------------|
| Termékszám: | LCW1053 |
| HUF Ár (nettó): | Elérhetőségünk |
| Elérhető | |

Standard Solution for use with the NP6000sc Phosphate Analyser.

Műszaki adatok

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Koncentráció: | 3 mg/L PO ₄ -P |
| Műszer: | NP6000sc |
| Paraméter: | Orthophosphate |
| Térfogat/ csomagméret: | 500 mL |