



**Be Right™**



## Orthophosphate Standard Solution, 50 mg/L PO<sub>4</sub>-P, 500 mL

<b>Termékszám:</b>	<b>LCW1058</b>
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Standard Solution for use with the NP6000sc Phosphate Analyser.

---

### Műszaki adatok

Koncentráció:	50 mg/L PO <sub>4</sub> -P
Műszer:	NP6000sc
Paraméter:	Orthophosphate
Térfogat/ csomagméret:	500 mL